


CUREA P2

curea medical

Innovation with Care

Atraumatiske bandasjeskift i granulasjonsfasen. Superabsorberende bandasje med tredimensionelt sårkontaktlag motvirker at bandasjen fester seg i såret og beskytter nytt granulasjonsvev. STERIL.

Curea P2 er en effektiv løsning for moderat til kraftige væskende sår med nytt granulasjonsvev. Den patenterte SuperCore teknologien gjør at bandasjen tar opp og binder store mengder væske, samt skaper en tørr overflate mot såret. Absorberer også blod og tyktflytende eksudat.



- Minimal hefting til såret og området rundt såret
- Meget høy retensjonskapasitet
- Høy absorpsjon også under kompresjon
- Redusert risiko for maserasjon
- Dokumentert binding og reduisering av bakterier og dårlig lukt
- Dokumentert absorpsjon av blod
- Tredimensionellt sårkontaktlag motvirker at bandasjen fester seg til såret og beskytter nytt granulasjonsvev
- Pustende bakside (BTBS) bidrar til optimalt fuktig sårmiljø
- Steril barriere forebygger kontaminering
- Reduserer antallet bandasjeskift
- Kan ligge på i opp til 7 dager

Indikasjon:

Curea P2 er utviklet for lett til riklig væskende sår med nytt granulasjonsvev.

BRUKSANVISNING

- Rengjør såret i henhold til gjeldende prosedyre
- Legg på en Curea P2 i passe størrelse (ikke klipp i bandasjen)
- Legg bandasjen med den hvite siden mot såroverflaten og siden med film/trykk vekk fra såret
- Ved dypere sår – fyll sårhulen med en bandasje til kaviteter, f.eks. PolyMem WIC og dekk den så med Curea P2 som sekundærforband
- Fikser bandasjen
- La bandasjen sitte på til den blir mettet. Maks 7 dager

BRUKSOMRÅDE

- Sår i granulasjonsfasen eller i ulike stadier av tilheling
- Postoperativ sårbehandling
- Brannskader
- Transplantat og "donor sites"
- Overfladiske sår
- Sensitiv hud, pergamenthud
- Epidemolysis Bullosa
- Kuldeskader

PARTNERMED

Adresse: Tomteveien 33, 1618 Fredrikstad | Tlf.: +47 94 00 04 74 | E-post: info@partnermed.no

www.partnermed.no

CUREA CLEAN

Superabsorberende bandasje for moderat til kraftig væskende sår. Ikke steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
CC-100100-100	10 x 10 cm	100 stk
CC-100200-50	10 x 20 cm	50 stk
CC-150150-25	15 x 15 cm	25 stk
CC-200200-25	20 x 20 cm	25 stk
CC-200300-20	20 x 30 cm	20 stk

CUREA CLEAN BREATHABLE

Superabsorberende bandasje for moderat til kraftig væskende sår. Med sperresjikt. Ikke steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
CCB-065085-80	6,5 x 8,5 cm	80 stk (10 x 8)
CCB-065130-40	6,5 x 13 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-100100-80	10 x 10 cm	80 stk (10 x 8)
CCB-100150-40	10 x 15 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-100200-40	10 x 20 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-150150-40	15 x 15 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-150200-40	15 x 20 cm	40 stk (10 x 4)
CCB-200200-20	20 x 20 cm	20stk (10 x 2)
CCB-200300-20	20 x 30 cm	20 stk (10 x 2)
CCB-200400-20	20 x 40 cm	20 stk (10 x 2)

CUREA P1 DRAIN

Superabsorberende bandasje med horisontell splitt for tuber, dren og lignende. Steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
P1-100100D-25	12 x 12 cm	25 stk

CUREA P1 HEEL

Superabsorberende hæl bandasje som kan tilpasses alle hæl størrelser. Steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
P1H-200300-5	20 x 30 cm	5 stk

CUREA P1 DUO ACTIVE

Superabsorberende bandasje med aktivt kull for illeluktende og infiserte sår. Steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
C1DUO-055075-10	5,5 x 7,5 cm	10 stk
C1DUO-100100-10	10 x 10 cm	10 stk
C1DUO-100200-10	10 x 20 cm	10 stk
C1DUO-200200-10	20 x 20 cm	10 stk
C1DUO-200300-10	20 x 30 cm	10 stk

CUREA P1

Superabsorberende bandasje for moderat til kraftig væskende sår. Med sperresjikt. Steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
P1-055075-10	5,5 x 7,5 cm	10 stk
P1-055130-10	5,5 x 13 cm	10 stk
P1-075075-10	7,5 x 7,5 cm	10 stk
P1-100100-10	10 x 10 cm	10 stk
P1-100100-25		25 stk
P1-100100-50		50 stk
P1-100200-10	10 x 20 cm	10 stk
P1-100200-25		25 stk
P1-100200-50		50 stk
P1-100300-10	10 x 30 cm	10 stk
P1-150150-10	15 x 15 cm	10 stk
P1-150200-10	15 x 20 cm	10 stk
P1-200200-10	20 x 20 cm	10 stk
P1-200200-25		25 stk
P1-200200-50		50 stk
P1-200300-10	20 x 30 cm	10 stk
P1-200400-10	20 x 40 cm	10 stk
P1-400600-10	40 x 60 cm	10 stk

CUREA P2

Superabsorberende bandasje med tredimensjonelt sårkontaktlag motvirker hefting til såret og beskytter nytt granulasjonsvev. STERIL.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
P2-055075-10	5,5 x 7,5 cm	10 stk
P2-110110-10	11 x 11 cm	10 stk
P2-100200-10	10 x 20 cm	10 stk
P2-150150-10	15 x 15 cm	10 stk
P2-200200-10	20 x 20 cm	10 stk
P2-200300-10	20 x 30 cm	10 stk
P2-250550-2	25 x 55 cm	2 stk

CUREA 150

Superabsorberende ekstra sterkt forflyttningsmatte med kapasitet opp til 150 kg og 4,5 l væske. Ikke steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
OPTA210080010-CPBTBS	210 x 80 cm	20 stk

CUREA LIQUIMAT STANDARD

Superabsorberende gulvmatte med kapasitet opp til 7 l væske. Ikke steril.

Art.nr.	Størrelse	Antall pr. eske
LMS07500360	75 x 36 cm	100 stk