

# PolyMem® HEFTEFILM

PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje som er designet for optimalt og aktivt stimulere sårtilhelings prosessen. Alle PolyMem bandasjene inneholder Glycerin, Surfactant og Superabsorbent som effektivt renser, fyller, absorberer og gir en jevn fuktighet til såret under hele sårtilhelingsprosessen

## PolyMem HEFTEFILM

PolyMem Multifunksjonell bandasje stimulerer den autolytiske revisjonen, øker væsketilstrømningen og setter i gang en kraftig aktivitet i såret. Dette kan gi økt sekresjon i startfasen av behandlingen, noe som er helt normalt. Sekresjonen vil gradvis avta og såret vil vise fremgang.



### POLYMEM HEFTEFILM

| Art.nr. | Størrelse            | Ant. stk. | Ant. krt. |
|---------|----------------------|-----------|-----------|
| 203     | 2,5 x 2,5 (5 x 5) cm | 20 stk    | 5 stk     |
| 405     | 5 x 8 (10 x 13) cm   | 15 stk    | 4 stk     |
| 606     | 9 x 9 (15 x 15) cm   | 15 stk    | 4 stk     |
| 3412    | 5 x 26 (10 x 32) cm  | 12 stk    | 1 stk     |

### POLYMEM INNEHOLDER:

**GLYSERIN**, en fuktighetsbevarer. Holder sårsengen fuktig og løser opp traumatisk vev. Hindrer at bandasjen fester seg i såret og reduserer smerte ved sårskifte. Trekker næringsstoffer og vekstfaktorer til såret og stimulerer tilhelingsprosessen.

**SURFACTANT**, F-68, en mild ikke-toxisk renser. Reduserer spenning mellom friskt og dødt vev. Løser fibrinbelegg og nekrotisk vev. Reduserer behovet for vask/rengjøring av såret.

**SUPERABSORBENT**, tar opp og binder spesifikt vannmolekylene fra eksudatet i bandasjen. Gir økt konsentrasjon av naturlige vekstfaktorer og næringsstoffer i sårsengen.

## EGENSKAPER

### RENSER

- Stimulerer aktivt sårtilhelingsprosessen
- Skånsom debridement
- Såret renses kontinuerlig og behovet for å rengjøre såret reduseres

### ABSORBERER

- Kraftfull superabsorbent trekker det døde vevet fra såret og opp i bandasjen
- Superabsorbenten i bandasjen trekker sårveske til såret, sårveske inneholder vekstfaktorer og næringsstoffer som er viktige i sårtilhelingsprosessen

### REDUSERER SMERTE OG INFLAMMASJON

- Mindre smerte i såret
- Reduserer inflammasjon i og rundt såret
- Minsker risiko for infeksjon

### ENKEL Å BRUKE

- Enkel prosedyre
- Enkelt og raskt sårskift
- Dekker alle reglene for fuktighetsbevarende sårbehandling